

Boucles d'identification La PIERCE avec applicateur

Boucles d'oreille numérotées et colorées pour une identification visuelle simple, adaptées à une utilisation sur de petits animaux de laboratoire.



La Pierce tag




Disponibles en aluminium de couleur ou acier inoxydable.

Les boucles aluminium existent en 5 couleurs au choix : rouge, bleu, bleu clair, vert et noir.


Les boucles en acier inoxydable, plus résistantes aux rayures que celles en aluminium, sont uniquement disponibles en couleur (couleur acier). Les numéros sont gravés au laser (disponibles de 1 à 999) et il est possible de personnaliser des séries de numérotation.

Spécifications BOUCLE

- Disponible en deux tailles (rat et souris)
- Réutilisable et autoclavable
- Numérotation laser (1 à 999)
- Planche de 100 boucles numérotées
- Planche de 10 fermoirs
- Numéro de départ disponible à partir de 1, 101, 201, ...901.



Boucle x 100 sur 1 planche



Fermeur x 10 sur 1 planche



Modèles/Références BOUCLE

"Série M" : aluminium (réf. M) ou acier inoxydable (réf. SM) :

Pour SOURIS (diamètre de l'étiquette : 3,5 mm, longueur de la tige : 3,2 mm) couleur anodisée, poids 22 mg avec fermoirs fournis.

Couleurs disponibles aluminium : Rouge, Bleu, Bleu clair, Vert et Noir.

| Référence | Matière | Description | Quantité |
|------------|-------------------|--|----------|
| M-Standard | Aluminium anodisé | 5 lots de couleurs différentes numérotés de 1 à 20 | 100 |
| M-100 | Aluminium anodisé | 1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur au choix) | 100 |
| M-1000 | Aluminium anodisé | 1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur au choix) | 1000 |
| SM-100 | Acier Inoxydable | 1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur inox) | 100 |
| SM-1000 | Acier Inoxydable | 1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur inox) | 1000 |

"Série R" : aluminium (réf. R) ou acier inoxydable (réf. SR) :

Pour RAT (diamètre de l'étiquette : 3,5 mm, longueur de la tige : 4.7 mm) couleur anodisée, poids 27 mg avec fermoirs fournis.

Couleurs disponibles aluminium : Rouge, Bleu, Bleu clair, Vert et Noir).

| Référence | Matière | Description | Quantité |
|------------|-------------------|--|----------|
| R-Standard | Aluminium anodisé | 5 lots de couleurs différentes numérotés de 1 à 20 | 100 |
| R-100 | Aluminium anodisé | 1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur au choix) | 100 |
| R-1000 | Aluminium anodisé | 1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur au choix) | 1000 |
| SR-100 | Acier Inoxydable | 1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur inox) | 100 |
| SR-1000 | Acier Inoxydable | 1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur inox) | 1000 |

Modèles/Références APPLICATEURS

Applicateur (commun aux souris et rats pour boucles « La Pierre »)



A-2209-00398/PM-3



A-2309-00511/PM-3S

| Référence | Description | |
|--------------------|---|------------------|
| A-2209-00398/PM-3 | Pince inox et poignées avec finition en caoutchouc antidérapant | Non autoclavable |
| A-2309-00511/PM-3S | Pince tout acier inoxydable | Autoclavable |