

Sac de contention rat HUGNET™




Le sac de contention HUGNET™ permet un accès facile à la veine caudale pour le prélèvement et l'administration de sang.

Développé pour réduire le stress des animaux et améliorer l'efficacité des expérimentations animales, la mise au point d'un sac de contention souple, élastique et de forme tubulaire qui enveloppe l'animal de manière invasive, a permis de réduire le stress des animaux et d'atteindre les "3 R".

Spécifications

- Tissage en fibres spéciales qui offre un revêtement doux et non invasif.
- Facile à mettre en place.
- Veine caudale facilement accessible.
- Produit textile facile à manipuler.
- Peu coûteux, il peut être utilisé à des fins jetables.
- 10 sacs Hugnet™ par pack.



Référence produit : **A-2410-00608**